

Servicio de confección de Ortesis Plantares a medida

En Flexor confeccionamos ortesis plantares a medida a partir de la toma de datos del pie.



Ortesis Plantares a medida

El servicio de Ortesis Plantares a medida está conformado por 4 sencillos pasos.

1. Toma de datos del paciente, realizada por el especialista.
2. Selección de técnica y forros.
3. Confección de la ortesis plantar en Flexor.
4. Entrega de la ortesis plantar al especialista y seguimiento de control de calidad.


1 Toma de datos del paciente, realizada por el especialista.

El especialista reunirá todos los datos necesarios del pie utilizando los diferentes métodos:

• Plataforma de presiones



• Escáner




• Podoscopio



• Espuma fenólica



• Pedigrafía




2 Selección de técnica y forros.

Para garantizar un resultado óptimo empleamos diferentes técnicas para adaptarnos a las necesidades de cada paciente.

• Sistema Modular

El sistema por elementos Lelièvre combina una base plana o anatómica con elementos en distintas densidades y durezas. Tanto las bases como los elementos son de diseño y fabricación propia.




• Sistema Termomoldeado

El método Resi-Flex permite confeccionar ortesis semi-rígidas combinando una base moldeada de resina con los elementos específicos en distintos materiales para crear la anatomía adecuada.



• Sistema CAD/CAM

Con la técnica CAD/CAM confeccionamos ortesis totalmente personalizadas a través de nuestro Software Flexor 3D CAD y el mecanizado de bloques propios de EVA y látex hipoalergénico.




Tejidos


Tejido técnico resistente y ligero con alta capacidad de transpiración y absorción de sudor. Control de humedad y secado rápido.




112199



112171




112173



112126

EVA

Espuma EVA con gran capacidad de absorción y amortiguación. Su suavidad y ligereza proporcionan un tacto agradable al pie y su gran resistencia a la abrasión evita rozaduras. Transpirable y duradero.



15.2PA



15.2.8



P15.2.11 LNJ



P15.2.11 LPH




15.2.9



15.2.10

Flex Steam

Tejido técnico con efecto termorregulador y gran capacidad de absorción. Favorece la evaporación del sudor y mantiene el pie seco. Transpirable, antibacteriano y resistente a la fricción.



112251



112252



112245



112253

Sintético

Tejido técnico sintético microperforado efecto piel. Antibacteriano, ligero y resistente a la abrasión.



112051




112051BG


Microfibra

Tejido técnico de microfibra absorbente que reproduce las características del cuero vacuno natural.

Es un producto antibacteriano, lavable, ligero y altamente resistente. Tacto suave y gran resistencia a la abrasión.




112077BA




114090NC

Piel

Piel natural flor de cerdo. Transpirable, flexible y duradera.




7



8

3 Confección de la ortesis plantar en Flexor.

A partir de la información enviada por el especialista, en Flexor confeccionamos y diseñamos la ortesis plantar a medida.



4 Entrega de la ortesis plantar al especialista y seguimiento de control.



Se envía la plantilla al especialista. Flexor dispone del servicio de seguimiento de control de calidad.

